

FICHE PRODUIT

Flacon 120ml polypropylène -cape rouge

Référence : PLG-FPG120PPS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- * Flacons tronconiques de 125ml, état bactériologique non contrôlé;
- * En polypropylène cristal avec cape à vis en polyéthylène rouge;
- * Plage dépolie pour écritures;
- * Graduation de 20 en 20ml jusqu'à 100ml;
- * Dimension (diam, à Ht, Ht): 60, 45, 75;
- * Conditionnement minimum de vente: 380 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-tronconiques-de-125-ml/2645-flacon-120ml-polypropylene-cape-rouge.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com