

FICHE PRODUIT

Cellstor Pot, 120 ml avec 90 ml de fixateur

Référence : CEL-CS120FT

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cellstor Pot, 120 ml avec 90 ml de fixateur; * Flacons à prélèvement pré-rempli de formol à 4 % tamponné; * Flacons étanches pour le transport et le stockage des échantillons en toute sécurité; * Remplis avec une solution de formol à 4 % tamponné; * N° de lot et date de péremption sur chaque flacon; * Durée de vie: 2 ans; * Présentés en plateaux filmés pour une mise en stock aisée; * Livrés avec une Fiche de Données de Sécurité dans chaque plateau; * Dimensions du flacon: 81 x 50 / 58 mm; * Couleur du bouchon: Orange; * Conditionnement: Plateau de 20; * Condition minimum de vente: (12 x 20) = 240.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cellstor-pot/265-cellstor-pot-120-ml-avec-90-ml-de-fixateur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com