

FICHE PRODUIT



Flacon 180ml polystyrène cape rouge 50x100mm

Référence : PLG-FP200VS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- * Flacons de 200ml, état bactériologique non contrôlé;
- * En polystyrène cristal avec cape à vis en polyéthylène rouge;
- * Dimension: 50 x 100mm;
- * Conditionnement minimum de vente: 264 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-de-125-ml-a-200-ml/2650-flacon-180ml-polystyrene-cape-rouge-50x100mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com