

FICHE PRODUIT



Flacons de 200ml, état bactériologique non contrôlé

Référence : PLG-FP200VP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Flacons de 200ml, état bactériologique non contrôlé;

- * En polypropylène cristal avec cape à vis en polyéthylène blanche;
- * Dimension: 50 x 100mm;
- * Condition minimum de vente: 264 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-de-125-ml-a-200-ml/2652-flacons-de-200ml-etat-bacteriologique-non-contrôle.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com