

FICHE PRODUIT

Bac de lavage et rinçage, lave-pipette automatique

Référence : SOC-217

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Présentation

- Bac de lavage et rinçage, lave-pipette automatique;
- Résout le problème du lavage des pipettes dans les meilleures conditions de rapidité et de sécurité, particulièrement dans les laboratoires où sont manipulés des produits radio-actifs, caustiques, toxiques.
- Système de vidange par siphonage;
- Tuyau non fourni.

• Caractéristiques techniques

- Hauteur: 650 mm;
- Diamètre: 165 mm;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lave-pipettes/2658-bac-de-lavage-et-rina-age-lave-pipette-automatique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com