

FICHE PRODUIT



Panier porte-pipettes avec anse

Référence : SOC-219

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Caractéristiques techniques

- Tuyau non fourni
- Panier porte-pipettes avec anse
- Hauteur totale: 650 mm;
- Hauteur panier: 650 mm;
- Diamètre: 130 mm;

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lave-pipettes/2660-panier-porte-pipettes-avec-anse.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com