

FICHE PRODUIT



Boîtes à stériliser les pipettes, 295 x 70 x 70

Référence : SOC-BSP2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boîtes à stériliser les pipettes, 295 x 70 x 70; En aluminium anodisé, non oxydable avec couvercle coiffant

- **Longueur maximum des pipettes:** 255
- **Section carrée:** gain de place
- Facilité de stockage, pratique
- Fonds et couvercles des boîtes à stériliser recouverts d'un épais tapis de silicone évitant la casse des pipettes.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-a-steriliser-les-pipettes/2662-boartes-a-steriliser-les-pipettes-295-x-70-x-70.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com