

FICHE PRODUIT



Boîtes à stériliser pour pipettes HT 495 mm

Référence : SOC-BSP5

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Boîtes à stériliser en aluminium anodisé, non oxydable avec couvercle coiffant
- Fonds et couvercles des boîtes à stériliser recouverts d'un épais tapis de silicone évitant la casse des pipettes.

Caractéristiques:

Facilité de stockage, pratique

Section carrée: gain de place

Dimensions de la boîte: 495 x 70 x 70 mm

Longueur maximum des pipettes: 458

Conditionnement minimum de vente: L'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-a-steriliser-les-pipettes/2665-boartes-a-steriliser-pour-pipettes-ht-495mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com