

**FICHE PRODUIT**



## Porte-pipettes circulaire, Base ronde

Référence : SOC-BPPC

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### Porte-pipettes circulaire, Base ronde;

- En polypropylène
- 18 emplacements pour pipettes de  $\varnothing < 10$  mm
- 10 emplacements pour pipettes de  $\varnothing < 15$  mm
- Base avec trous de drainage
- Adaptable sur un porte-pipettes circulaire, base ronde avec tige de support

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/porte-pipettes-circulaire/2667-porte-pipettes-circulaire-base-ronde.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com