

FICHE PRODUIT



Porte-pipettes vertical, polypropylene

Référence : SOC-PPV

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Porte-pipettes vertical :

Dimensions: 200 x 75 x 150;

En polypropylène, 8 emplacements à 8 mm, 8 emplacements à 16 mm, autoclavable.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/porte-pipettes-circulaire/2668-porte-pipettes-vertical-polypropylene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com