

FICHE PRODUIT

Flacons vissants non étiquetés 150 ml, version stérile

Référence : CEB-FP150SG

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Flacons à prélèvement type 150 ml version stérile; * Dimensions (Ø x H): 60 x 70ml; * Matière styrénique transparente STERILE à usage unique; * Cape à vis rouge en polyéthylène avec bague témoin d'intégrité et repère de la position étanche; * Fermeture rapide d'un seul geste; * Application: Collecte et transport d'échantillons liquides ou solides d'origine biologique; * N° de lot et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet; (vignette détachable et repositionnable pour suivi de traçabilité); * Condition minimum de vente: Carton 200 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-vissant-non-etiquetes/2673-flacons-vissants-non-etiquetes-1500ml-version-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com