

FICHE PRODUIT

Reservoirs à réactifs Socorex : 40 (12x3,3) ml

Référence : SRX-RRMC12S1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Reservoirs à réactifs SOCOREX : 40 (12x3,3)ml.

- **De dimensions (Longueur x largeur Hauteur) 125mm x 83mm x 15mm.**
- Volume total 40 (12x3,3)ml.
- Nombre de puits: 12.
- Conditionnement minimum de vente: 10.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pipettes/2677-reservoirs-a-reactifs-socorex-40-12x3-3-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com