


FICHE PRODUIT



Filtre de protection

Référence : IBS-FILTBOY

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Filtre de protection; Pipeteur autonome à débit réglable; livré avec:

- * 1 accumulateur NiMH rechargeable,
- * 1 support de charge avec kit de fixation,
- * 2 filtres stériles 0,45µm;

Caractéristiques:

- Très léger (190 g) et ergonomique il permet un pipetage sans fatigue.
- Performant: une fois chargés; les accumulateurs permettent 8 heures de fonctionnement continu.
- Compatible avec les pipettes en verre ou plastique de 1 à 100ml.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipetboy-comfort/2679-filtre-de-protection.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com