

FICHE PRODUIT



Compteurs d'impulsions, Digital Modèle HC - 2

Référence : SOC-CID101030

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Compteurs d'impulsions, Digital Modèle HC - 2

- Compteur incrémentant / décrémentant
- Rétro éclairage
- Remise à zéro
- Caractéristiques du compteurs d'impulsions, digital
- Capacité: 9 999 impulsions
- Livré avec cordon
- Pile: CR1616
- Dimensions: 65 x 58 x 10 mm
- Poids: 60 g
- Couleur: jaune

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/compteurs-manuels-de-cellules/268-compteurs-d-impulsions-digital.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com