

FICHE PRODUIT



Cône porte-pipette

Référence : IBS-CSPBOY

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cône porte-pipette; Pipeteur autonome à débit réglable;

Livré avec:

- * 1 accumulateur NiMH rechargeable,
- * 1 support de charge avec kit de fixation,
- * 2 filtres stériles 0,45µm;
- * Très léger (190 g) et ergonomique;
- * Il permet un pipetage sans fatigue;
- * Performant: une fois chargés; Les accumulateurs permettent 8 heures de fonctionnement continu;
- * Compatible avec les pipettes en verre ou plastique de 1 à 100ml.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipetboy-comfort/2680-cone-porte-pipette.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com