

**FICHE PRODUIT**



## Micropipette pipetman ultra Gilson à 12 canaux : 1 - 20µl

Référence : GIL-F21041

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

Micropipette Pipetman ULTRA GILSON 12 canaux avec pour plage de volume: 1 - 20µl et 0,01µl d'incréments.

**SOCIMED SARL** Numéro 1 dans la distribution des Consommables médicaux, met à votre disposition la **Micropipette pipetman ultra Gilson à 120canaux : 1 - 20µl**. Le **Gilson Pipetman Ultra 12 canaux 1 - 20µl** est extrêmement facile à utiliser. L'affichage électronique, réglable en continue permet la facilité du volume tandis que les indicateurs clignotants signalent si le volume réglé est en dehors de la plage de la pipette.

Le **Gilson Pipetman Ultra 12 canaux 1 - 20µl** au design extrêmement ergonomique permet un confort maximum lorsqu'il est utilisé. Il convient à tout type d'utilisateur. La pipette est légère, bien équilibrée et a une force d'éjection de pointe faible pour une facilité d'utilisation maximale. Comme la plupart des pipettes Gilson, cette unité est simple à entretenir et est utilisée et dotée de nombreuses fonctionnalités. Le Gilson Pipetman Ultra est précis. Il fournit des résultats imbattables s'il est utilisé avec les embouts de pipette. Les pointes de pipettes sont faciles à charger en toute sécurité tandis que le système d'arrêt automatique optimise la durée de vie de la batterie. L'appareil est adapté à une utilisation dans tout type de laboratoire et à la manipulation de la plupart de liquide. L'unité est idéale pour une utilisation dans les études moléculaires. **Le Gilson Pipetman Ultra 12 canaux** est entièrement conforme.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques Micropipette Pipetman ULTRA GILSON 12 canaux 1 - 20µl

- Code couleur Jaune.
- Simple réglage électronique.
- Ergonomique.
- Embout porte-cône en deux parties pour une maintenance et un nettoyage aisés.
- Ejecteur de cône démontable permettant à l'utilisateur d'accéder facilement aux éléments qu'il entretient lui-même.
- Il est réalisé en PVDF pour éviter tout risque de corrosion.
- L'écran électronique multifonction exclusif est un système breveté permettant une excellente lisibilité ainsi qu'un affichage ultra précis du volume sans risque d'erreur de parallaxe.
- Le verrouillage du volume associé à un affichage écran évite tout risque de modification du volume pendant le pipetage. Contrôle du déroulement du pipetage.
- Deux compteurs de cycles facilitent le suivi dans le cadre d'un Contrôle Qualité ou pour les opérations de maintenance.
- Avec Un système breveté d'éjecteur à hauteur variable qui permet d'optimiser le confort tout en améliorant la compatibilité des cônes.
- Numéros gravés sur le capot, permettant de distinguer les différents canaux.
- La tête de la pipette pivote pour s'adapter à la position la plus confortable. Garantie 01 AN.

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/pipetmanultra-multicanaux-gilson/2683-micropipette-pipetman-ultra-gilson-a-12-canaux-1-20-l.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com