

FICHE PRODUIT



Dispositif de pipetage Type PIPUMP Bleu de 0-2ml

Référence : SOC-PIPUMP2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Dispositif de pipetage Type PIPUMP Bleu de 0-2ml :

- * Couleur bleu;
- * 3 modèles du Dispositif de pipetage;
- * Molette d'aspiration;
- * Touche de commande actionnant la soupape d'écoulement;
- * Cône de sécurité étagé, éliminant tout risque de casse ou de glissement de la pipette;
- * Code couleur différenciant les volumes du Dispositif de pipetage.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/dispositif-de-pipetage/2686-dispositif-de-pipetage-0-2ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com