

FICHE PRODUIT

Dispositif de pipetage Type PIPUMP Rouge de 0 - 25ml

Référence : SOC-PIPUMP25

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Dispositif de pipetage Type PIPUMP Rouge de 0 - 25ml

Le **Dispositif de pipetage 0 - 25ml** permet à l'utilisateur d'**échantillonner** des volumes allant de **0 à 25ml**, et rend possible la mesure et le transfert des liquides. Il permet une aspiration et une distribution en douceur de nombreux types de liquides.

* Code couleur différenciant les volumes du Dispositif de pipetage:

1. Couleur rouge : 25ml

* **Molette d'aspiration;**

* Touche de commande actionnant la soupape d'écoulement;

* Cône de sécurité étagé, éliminant tout risque de casse ou de glissement de la **pipette**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/dispositif-de-pipetage/2688-dispositif-de-pipetage-0-25ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com