

FICHE PRODUIT

Poire de sécurité à pipeter version standard 3 valves (pipettes 5 à 8 mm)

Référence : SOC-PSP1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Poire de sécurité à pipeter version standard : le pipetage sûr d'une seule main

La **poire de sécurité à pipeter version standard** est un dispositif d'aspiration en caoutchouc à **trois valves à bille de verre**, conçu pour prélever et distribuer les liquides au laboratoire sans jamais pipeter à la bouche. De couleur **rouge**, cette version standard est destinée aux **pipettes de diamètre 5 à 8 mm**. Elle assure un contrôle précis du liquide d'une seule main : purge de l'air, aspiration et écoulement.

Un système à 3 valves simple et fiable

Le corps souple en caoutchouc et les trois billes de verre garantissent une étanchéité durable et un dosage régulier. La poire s'utilise indifféremment avec une **pipette graduée** ou une **pipette jaugée**.

Caractéristiques techniques

- **Type** : poire de sécurité à 3 valves à bille de verre (A-C-E)
- **Version** : standard

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Diamètre de pipette accepté** : 5 à 8 mm
- **Couleur** : rouge
- **Référence** : SOC-PSP1

Mode d'emploi

Préparation : fixer la poire sur la pipette, du côté opposé à l'embout. Appuyer sur la valve **A** (aération) et presser la poire pour la vider de son air.

- Une pression sur la valve **C** (colonne) permet d'aspirer le liquide et de le faire monter dans la pipette.
- Une pression sur la valve **E** (écoulement) permet de laisser couler le liquide.

Bien choisir sa poire à pipeter

SOCIMED propose plusieurs modèles de poires selon le diamètre de vos pipettes : cette **version standard** (diamètre 5 à 8 mm), la **version universel** et la **propipette** pour pipettes plus fines. Pour les pipettes Pasteur, découvrez également nos poires en caoutchouc et tétines dédiées. Notre équipe vous conseille sur le modèle adapté à votre matériel.

SOCIMED, votre fournisseur de matériel de laboratoire

SOCIMED distribue le petit matériel de pipetage et les consommables de laboratoire auprès des hôpitaux, laboratoires d'analyses, cliniques et ONG en France, en Belgique et en Afrique francophone. Contactez notre équipe pour un devis personnalisé.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/poires-en-caoutchouc/2689-poires-de-securite-pour-pipettes-version-standard.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com