

FICHE PRODUIT

Poire de sécurité à pipeter version universel 3 valves (pipettes 3 à 11 mm)

Référence : SOC-PSP2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Poire de sécurité à pipeter version universel : la plus polyvalente de la gamme

La **poire de sécurité à pipeter version universel** est un dispositif d'aspiration en caoutchouc à **trois valves à bille de verre**, conçu pour prélever et distribuer les liquides au laboratoire sans jamais pipeter à la bouche. De couleur **verte**, cette version se distingue par sa **compatibilité étendue** : elle accepte les pipettes d'un **diamètre de 3 à 11 mm**, ce qui en fait le modèle le plus polyvalent pour équiper un laboratoire utilisant des pipettes de calibres variés.

Un système à 3 valves simple et fiable

Le corps souple en caoutchouc et les trois billes de verre garantissent une étanchéité durable et un dosage régulier, d'une seule main. La poire s'utilise indifféremment avec une **pipette graduée** ou une **pipette jaugée**.

Caractéristiques techniques

- **Type** : poire de sécurité à 3 valves à bille de verre (A-C-E)
- **Version** : universel

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Diamètre de pipette accepté** : 3 à 11 mm
- **Couleur** : verte
- **Référence** : SOC-PSP2

Mode d'emploi

Préparation : fixer la poire sur la pipette, du côté opposé à l'embout. Appuyer sur la valve **A** (aération) et presser la poire pour la vider de son air.

- Une pression sur la valve **C** (colonne) permet d'aspirer le liquide et de le faire monter dans la pipette.
- Une pression sur la valve **E** (écoulement) permet de laisser couler le liquide.

Bien choisir sa poire à pipeter

SOCIMED propose plusieurs modèles de poires de sécurité selon le diamètre de vos pipettes : cette **version universel** (diamètre 3 à 11 mm, la plus polyvalente), la **version standard** (diamètre 5 à 8 mm, rouge) et la **propipette** pour pipettes graduées de 5 à 25 mL. Pour les pipettes Pasteur, découvrez nos poires et tétines en caoutchouc dédiées. Notre équipe vous conseille sur le modèle adapté à votre matériel.

SOCIMED, votre fournisseur de matériel de laboratoire

SOCIMED distribue le petit matériel de pipetage et les consommables de laboratoire auprès des hôpitaux, laboratoires d'analyses, cliniques et ONG en France, en Belgique et en Afrique francophone. Contactez notre équipe pour un devis personnalisé.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/poires-en-caoutchouc/2690-poires-de-securite-pour-pipettes-version-universel.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com