


FICHE PRODUIT



Microaspirateur

Référence : SOC-AMP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Microaspirateur

- Pour le pipetage avec les micropipettes capillaires, pipettes à dilution (Potain, Thomas) et pipettes à usage unique jusqu'à 1ml.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/dispositif-de-pipetage/2692-microaspirateur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com