

FICHE PRODUIT



Auxiliaire pipetage BIBETTE BLEU

Référence : SOC-BIBETTE06

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Auxiliaire pipetage BIBETTE BLEU

Description :

- Forme ergonomique.
- Léger (moins de 100g).

Caractéristiques:

- Un seul levier permet de contrôler parfaitement l'aspiration, l'ajustage du volume et la distribution du liquide.
- S'adapte sur toutes les pipettes de 0,1 à 100ml.
- Un filtre en PTFE (0,3µm) protège l'appareil d'une remontée accidentelle de liquide.
- Fourni avec un mode d'emploi et 2 filtres.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conditionnement minimum de vente: L'unité

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipetting-aid/2693-auxiliaire-pipetage-bibbette-bleu.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com