


FICHE PRODUIT

Poire à Pipeter en silicone 3 ml

Référence : SOC-PG2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

La **poire à pipeter en silicone 3 ml** est un accessoire indispensable pour la manipulation précise des liquides en laboratoire. Conçue en matériau silicone ou caoutchouc souple de haute qualité, elle assure une prise en main confortable et une aspiration contrôlée des fluides.

Elle est parfaitement compatible avec les **pipettes Pasteur** et la plupart des pipettes en verre ou plastique utilisées en analyses, microbiologie, chimie ou préparation d'échantillons. Son embout joue également le rôle de **compte-gouttes**, permettant une distribution fine et régulière.

Cette poire offre une excellente résistance aux produits chimiques et une grande durabilité, même en utilisation intensive.

Caractéristiques :

- Capacité : **3 ml**
- Matériau : silicone / caoutchouc souple
- Compatible pipettes Pasteur et pipettes diverses
- Embout compte-gouttes intégré

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Couleurs disponibles : verte
- Utilisation : laboratoires, enseignement, chimie, biologie

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/poires-en-caoutchouc/2696-poires-en-caoutchouc-2ml.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com