

FICHE PRODUIT



Poire à Pipeter en caoutchouc naturel de couleur rouge 5 ml

Référence : SOC-PG5

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- * Poire à Pipeter en caoutchouc 5 ml;
- * Couleur rouge;
- * Avec tige allongée pour pipettes PASTEUR;
- * Les poires en caoutchouc ont un compte-gouttes et utilise des pipettes diverses.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/poires-en-caoutchouc/2697-poires-en-caoutchouc-5ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com