

FICHE PRODUIT

Support mural, Modèle 1 L

Référence : ANI-SM1L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Support mural * Panier support mural * Levier pour commande au coude * Support en fil, recouvert de «Rilsan», résistant aux acides et aux alcools * Deux modèles pour flacon de 500 ml et 1 L *
Modèle du flacon: 500 ml; * Dimensions (Long x Prof x Haut): 110 x 160 x 270 mm;

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/270-support-mural-modele-1l.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com