

FICHE PRODUIT



Compte goutte 2ML Bulbe souple-Gradue

Référence : COP-CGP2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes de transfert plastique, 5,0ml, bulbe souple standard; * En polyéthylène; * Adaptés au stockage au froid et dans l'azote liquide; * Pour usage général de laboratoire; * 22 gouttes par ml; * Capacité du bulbe: 2,4ml; * Longueur: 155mm; * Graduation: 0,50 à ' 2; * Conditionnement: 10 x 500; * Condition minimum de vente: 500.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-de-transfert-plastique/2716-compte-goutte-2ml-bulbe-souple-gradue.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com