

**FICHE PRODUIT**



## Compte goutte 3ML Bulbe ferme-Gradue

Référence : COP-CGP3D

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

Pipettes de transfert plastique, 7,0ml, bulbe ferme standard; \* En polyéthylène; \* Adaptés au stockage au froid et dans l'azote liquide; \* Pour usage général de laboratoire; \* 23 gouttes par ml; \* Capacité du bulbe: 3,5ml; \* Longueur: 150mm; \* Graduation: 0,50 à ' 3; \* Conditionnement: 6 x 500; \* Condition minimum de vente: 500.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-de-transfert-plastique/2719-compte-goutte-3ml-bulbe-ferme-gradue.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com