

FICHE PRODUIT

Écouvillon sec COPAN, Métallique - Bleu

Référence : COP-ETMS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Écouvillon sec COPAN, Métallique - Bleu. Stériles. Écouvillon à tige métallique, torsadée, fine et souple; avec un bouton en viscose, fibres semi synthétiques et un bouchon de couleur bleue. Autres caractéristiques: * Monté sur un bouchon rentrant type «col de cygne» sous tube polyéthylène translucide. * Etiquette de sécurité, avec numéro de lot et date de péremption garantissant l'intégrité de la stérilité avant utilisation. * Longueur totale: 175 mm avec bouchon. * Conditionnement: par carton de 10 boîtes de 100 pièces. * Condition minimum de vente: boîte de 100 pièces.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ecouvillons-et-milieux-de-transport/272-ecouvillon-sec-copan-metallique-bleu.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com