

FICHE PRODUIT

Compte goutte 3.5ml Bulbe souple-Capillaire- Sterile/1

Référence : COP-CGPCS1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes de transfert plastique, 4,0ml, Capillaire stérile; * En polyéthylène; * Adaptés au stockage au froid et dans l'azote liquide; * Pour usage général de laboratoire; * 28 gouttes par ml; * Capacité du bulbe: 3,5ml; * Longueur: 150mm; * Graduation: 0,25 à 1; * Conditionnement en sachet pelable: 500 x1; * Condition minimum de vente: 500.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-de-transfert-plastique/2732-compte-goutte-3-5ml-bulbe-souple-capillaire-sterile-1.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com