

FICHE PRODUIT

Compte goutte 1ML pointe fine-sterile unitaire-Longueur 150mm

Référence : COP-CG1PF150S1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes de transfert plastique, 7,0ml, Pointe fine stérile; * En polyéthylène; * Adaptés au stockage au froid et dans l'azote liquide; * Pour usage général de laboratoire; * 66 gouttes par ml; * Capacité du bulbe: 6,0ml; * Longueur: 150mm; * Graduation: 0,25 à 1; * Conditionnement en sachet pelable: 500 x 1; * Condition minimum de vente: 500.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-de-transfert-plastique/2734-compte-goutte-1ml-pointe-fine-sterile-unitaire-longueur-150mm.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com