

FICHE PRODUIT

Pipettes de transfert plastiques, 6,0 ml, longues stériles

Référence : COP-CG2-230S1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes de transfert plastiques, 6,0ml, Longues stériles; * En polyéthylène; * Adaptés au stockage au froid et dans l'azote liquide; * Pour usage général de laboratoire; * 23 gouttes par ml; * Capacité du bulbe: 3,5 ml; * Longueur: 230 mm; * Graduation: 0,25 à 1,5; * Conditionnement en sachet pelable: 6 x 500; * Condition minimum de vente: 500.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-de-transfert-plastique/2736-pipettes-de-transfert-plastique-6-0ml-longue-sterile.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com