


FICHE PRODUIT

Écouvillon sec COPAN, Plastique - Blanc

Référence : COP-ETP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Écouvillon sec COPAN, Plastique - Blanc. Stériles. Écouvillon à tige plastique; avec un bouton en visqueuse, fibres semi synthétiques et un bouchon de couleur blanche. Autres caractéristiques: * Monté sur un bouchon rentrant type «col de cygne» sous tube polyéthylène translucide. * Etiquette de sécurité, avec numéro de lot et date de péremption garantissant l'intégrité de la stérilité avant utilisation. * Longueur totale: 175 mm avec bouchon. * Conditionnement: par carton de 10 boîtes de 100 pièces. * Condition minimum de vente: boîte de 100 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/274-ecouvillon-sec-copan-plastique-blanc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com