

FICHE PRODUIT

Pipettes de transfert plastiques, 4,0 ml, capillaire, courte

Référence : COP-CGPC83

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes de transfert plastiques, 4,0 ml, Capillaire, courte; Les compte-gouttes capillaires peuvent être fermés hermétiquement; Les versions "pointe fine" sont recommandées en microbiologie pour les galeries d'identification et la distribution de milieu * En polyéthylène; * Adaptés au stockage au froid et dans l'azote liquide; * Pour usage général de laboratoire; * 22 gouttes par ml; * Capacité du bulbe: 3,5 ml; * Longueur: 83 mm; * Graduation: Non gradué; * Conditionnement: 1 000; * Condition minimum de vente: 1 000.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-de-transfert-plastique/2742-pipettes-de-transfert-plastique-4-0ml-capillaire-courte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com