

FICHE PRODUIT

Modules volumétriques (Série 955) à 8 canaux : 0,5 - 10 µl

Référence : SRX-MVMSAE8V10

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Modules volumétriques (Série 955) à 8 canaux : 0,5 - 10 µl. Capacité volumique: 0,5 - 10 µl.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/acessoire-micropipette-elect/2748-modules-volumetriques-serie-955-a-8-canaux-0-5-10-l.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com