

**FICHE PRODUIT**



## Flacons à large ouverture 500 ml, bouchés, double fermeture

Référence : PLG-F500RD

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### Flacons à large ouverture 500 ml, bouchés, double fermeture;

- \* En polyéthylène haute densité;
- \* Non gradués;
- \* Cape à vis rouge;
- \* Dimensions (Ø x H): 81 x 136;
- \* Ø ouverture: 58 mm;
- \* Condition minimum de vente: 140.

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/large-ouverture-50-a-2000-ml/2750-flacons-a-large-ouverture-500ml-bouches-double-ferm.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com