

FICHE PRODUIT



Modules volumétriques (Série 955) à 8 canaux : 2,5 - 50 µl

Référence : SRX-MVMSAE8V50

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Modules volumétriques (Série 955) à 8 canaux : 2,5 - 50 µl. Capacité volumique: 2,5 - 50 µl.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/acesoire-micropipette-elect/2751-modules-volumetriques-serie-955-a-8-canaux-2-5-50-l.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com