

FICHE PRODUIT



Capes inviolables pour flacons, Ø: 90 mm

Référence : SOC-CI800

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Capes inviolables pour flacons, Ø: 90 mm.

Flacons correspondants: SOC-FP500CI, SOC-FP800CI, SOC-FP1000CI.

Condition minimum de vente: Carton de 150 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fermeture-cape-inviolable/2752-capes-inviolables-pour-flacons-a-90mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com