

**FICHE PRODUIT**

Visuel non disponible

## Filtres de protection pour micropipette, série 935.

Référence : SRX-FILT5000

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

Filtres de protection pour micropipette, série 935.

Condition minimale de vente: sachet de 250.

### Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### Page produit

<https://www.socimed.com/accessoire-micropipette-elect/2754-filtres-de-protection-pour-micropipette-serie-935.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com