

FICHE PRODUIT

Micro centrifugeuse compact

Référence : HET-MICRO120

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

- jusqu'à 12 x 2 ml rt jusqu'à 14 000 tr/min (RCF max. 15 558 g)
- très compact: économie de place sur la paillasse
- Confort et simplicité d'utilisation, facilité totale d'utilisation
- programmation des valeurs avec visualisation des données sur l'affichage digital: touche START démarre la centrifugation
- visualisation sur l'affichage des paramètres effectifs (vitesse réelle, décompte du temps) en cours de centrifugation
- Touche IMPULS: centrifugation instantanée chronométrée
- Permet un fonctionnement courte durée chronométré sur l'affichage digital: touche pressée = fonctionnement du rotor, touche relâchée = freinage du rotor jusqu'à l'arrêt.

Sécurités:

- dispositif électromagnétique de verrouillage automatique du couvercle pendant la phase de rotation (le centrifugeur ne peut fonctionner avec le couvercle ouvert)
- sécurité anti-balourd
- Rotor intégré

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- rotor angulaire 12 places, 45°, 1,5 ml (à 11 x 38 mm) / 2,0 ml (à 11 x 38 mm)
- utilisation grande vitesse de tube 1,5 ml: il est conseillé d'y ajouter le H2031

réducteurs (en option) :

- H2024: tubes 0,2 ml (à 6 x 18 mm) / 0,4 ml (à 6 x 45 mm)
- H2023: tubes 0,5 ml (à 8 x 30 mm) / 0,8 ml (à 8 x 45 mm)

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/centrifugeuses-hautes-vitesses/276-microcentrifugeur-compact.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com