

FICHE PRODUIT



Filtres de protection pour micropipette série 935.

Référence : SRX-FILT10000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Filtres de protection pour micropipette série 935.

compatible avec les micro[^]pipetets SOCOREX ACURA ET CALIBRA 10 ml

taille (Lxd) 30 x 10,5 mm

Conditions minimales de vente: sachet de 50.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/acessoire-micropipette-elect/2761-filtres-de-protection-pour-micropipette-serie-935.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com