

FICHE PRODUIT

Pipetboy acu gris

Référence : IBS-PBOYACU

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

PIPETBOY ACU gris;

Pipeteur autonome livré avec:

- * 1 accumulateur 9 V NiMH rechargeable,
- * 1 adaptateur secteur pour 220V/50Hz,
- * 1 filtre stérile,
- * 1 fixation murale;

Caractéristiques:

- * Léger (220 g) et facile à manipuler;
- * Le filtre stérile (0,45µm) interchangeable protège de toute contamination (Réf. FILTBOY);
- * Le porte-pipette autoclavable est en silicone;
- * Il convient pour les pipettes en verre ou en matière plastique de 0,1 à 100ml;
- * Les vitesses d'aspiration et de distribution peuvent varier de multiples façons:
- * Modification du réglage de façon continue par l'intermédiaire de la vis moletée,
- * Dosage du liquide pendant l'opération de pipetage au moyen de deux boutons de dosage;
- * Pipetage précis:
- * Dosage fin en appuyant plus ou moins fortement sur les boutons de dosage. Ainsi, la distribution se fait avec une précision extrême.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipetboy-acu/2784-pipetboy-acu-gris.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com