

FICHE PRODUIT



Finnpipette research digital thermo 12 canaux:0,5- 10µl

Référence : THE-FPRIVD12V10

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Les Finn timer pipettes research digital thermo canaux 12 :0,5-10µl

Les **Finn timer pipettes research digital thermo canaux 12 :0,5-10µl** commercialisées par **SOCIMED** ont été conçues pour offrir un confort, en se concentrant sur la fonction la plus importante à savoir, un pipetage exacte et précis. Ce système, **Finn timer pipette research digital thermo 12 canaux: 0,5-10µl**, est une famille de micropipette à votre disposition pour relever les défis posés par vos applications. Pendant des décennies, les systèmes de pipetage **Thermo Scientific Finn timer pipette** ont fourni une productivité et une ergonomie éprouvées dans des milliers de laboratoires et d'applications à travers le monde. Chaque perfectionnement a été conçu pour simplifier votre travail en laboratoire et le rendre plus sûr et efficace. Les **Finn timer pipette** sont ainsi devenus un standard pour ce qui est de leur fiabilité, confort et simplicité d'utilisation.

Ergonomie exceptionnelle : De nos conceptions légères aux fonctionnalités de pipetage sans tensions musculaires en 0,5 µl à 10µl: standards ou spécialisés pour des applications précises et une meilleure ergonomie **Les Finn timer pipettes research digital thermo 12 canaux:0,5-10 µl**.

Ces **Finn timer pipette** lorsqu'elles sont utilisées, elles ont un code couleur par volume pour sélectionner plus facilement la bonne micropipette et les bons cônes, quel que soit l'environnement. Qualité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

fiable : chaque système de pipetage est certifié Garantie étendue gratuitement : recevez une garantie de 3 ans sur **Les Finn timer pipettes research digital thermo 12 canaux:0,5-10 µl**.

Caractéristique de la Micropipette research digital thermo canaux 12

- Bouton poussoir de code couleur Gris.
- Micropipette d'ergonomie bio-design Construit en polymères spéciaux : haute résistance mécanique et chimique, faible poids.
- Affichage digital du volume.
- Absence de parties métalliques évitant les risques de corrosion.
- Grip-Index "anti-fatigue".
- Etiquette de marquage personnalisable avec hublot de protection.
- Molette de réglage du volume Sans risque de déchirure des gants. Cliquet sonore de sécurité sans risques de glissement du volume.
- Molette de calibrage à accès facile pour un recalibrage aisé au laboratoire (outils fournis avec la pipette).
- Ejecteur à commande assistée.La pression nécessaire à l'éjection du cône est réduite de 50.
- Mécanisme Twin-Blow-Out Un piston secondaire télescopique amplifie l'action de "soufflage" par injection d'un volume d'air supplémentaire en phase de distribution (breveté).
- Entièrement autoclavable à 121°C.
- Garantie 03 ans.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpipette-research/2785-finnpipette-research-digital-thermo-12-canaux-0-5-10-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com