

FICHE PRODUIT

Adaptateur pour cônes diamond D5000 et D10ml

Référence : GIL-F161287

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Adaptateur pour cônes Diamond D5000 et D10ml

Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipetting-aid/2787-adaptateur-pour-cones-diamond-d5000-et-d10ml.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com