

FICHE PRODUIT

Pipeteur gilson (220 v / 50 hz) + bloc secteur standard européen

Référence : GIL-F161250

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipeteur Gilson (220 V / 50 Hz) + bloc secteur standard européen

Caractéristiques:**Confort:**

- Design ergonomique pour un confort d'utilisation accru
- Fonctionnement motorisé silencieux;
- Contrôle manuel précis et souple de la variation de vitesse
- Poids 215 g

Performance:

- Batterie performante (NiMH) permettant un travail continu pendant 8 heures
- Fonctionne avec toutes les pipettes courantes de 1 à 100ml
- Remplit une pipette de 25ml en 4 secondes
- Différents modes opératoires possibles en fonction du volume de la pipette et de la viscosité de l'échantillon

Sécurité:**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Clapet anti-retour et filtre de sécurité empêchent toute contamination
- Toutes les parties en contact avec le liquide peuvent être autoclavées;

Accessoires:

- Adaptateur pour cônes D5000 et D10ml avec filtre
- Solution économique pour manipuler des échantillons allant de 1ml à 10ml
- Filtre en PTFE (polytétrafluoréthylène) 0,2 ou 0,45µ
- Embout porte-pipette en silicone
- Le chargeur faisant office de portoir
- Le pipeteur Gilson est toujours prêt à l'emploi;

Condition minimum de vente: 1.**Conformité et garantie****Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/pipetting-aid/2790-pipeteur-gilson-220-v-50-hz-bloc-secteur-standard-europeen.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com