

FICHE PRODUIT

Finnpipette focus plus 12 canaux: 30 - 300µl

Référence : THE-FOC12V300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

finnpipette focus plus 12 canaux 30-300µl

Dans de nombreux laboratoires, il est essentiel qu'une **Finnpipette focus plus** soit résistante chimiquement et durable physiquement. Elle doit pouvoir endurer des méthodes de décontamination fréquentes et puissantes et résister à toute une gamme de produits chimiques agressifs. La conception des **finnpipette focus plus 12 canaux 30-300µl** résiste à l'usage physique sans dommage. Nos **finnpipettes** sont élégantes et robustes, idéales pour les applications extrêmement exigeantes. La **micropipette Finn timer pipette focus** a prouvé être fiable en cas d'utilisation longue et intensive, y compris dans les environnements où la contamination est un risque quotidien. La **Finnpipette focus plus** au désigne très ergonomique et confortable pour la distribution d'échantillons répétitives qui durent longtemps. Le code couleur **des finnpipette focus plus 12 canaux 30-300µl** est basé sur le volume et également très utile, indiquant une conception soignée...

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Micropipette Finnpiquette FOCUS PLUS THERMO à 12 canaux

- Plage de volumes 30 - 300µl, avec 1µl d'incréments
- Base orientable à 360°
- Muni de Grip-Index anti-fatigue Assurant un angle de pipetage idéal
- Poignée galbée à coque amovible ergonomique
- Molette de réglage rapide du volume
- Bouton poussoir souple de code couleur rose
- Molette de réglage fin du volume qui Permet le réglage séparé du dernier digit
- Calibrage aisé au laboratoire
- Numéro de série individuel Visible lorsque l'éjecteur de cône est en position basse (traçabilité)
- Ejecteur de cône à commande assistée
- Embase porte-cône courte Diminue la fatigue du bras et de la main, et permet un travail précis
- Entièrement autoclavable à 121 °C sans démontage
- Garantie 03 ans

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpipette-focus-plus/2791-finnpipette-focus-plus-thermo-12-canaux-30-300-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com