


FICHE PRODUIT

Pipette PASTEUR 150 mm, pointe ouverte, non cotonnée

Référence : SOC-PP150PO

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Pipettes PASTEUR pointes ouvertes et cotonnée :

- * A usage unique;
- * Pour usage général de laboratoire;
- * En verre sodocalcique;
- * Pointe pré-découpée pour les versions pointes fermées;
- * Adaptables sur différents auxiliaires de pipetage;
- * En carton;
- * Longueur capillaire: 60 mm;
- * Diamètre du corps: 6,8 mm;
- * Épaisseur du verre: 0,50 mm;
- * Conditionnement: 4 x 250;
- * Condition minimum de vente: 1 000.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-pasteur/2800-pipette-pasteur-150mm-pointe-ouverte-non-cotonnee.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com