

FICHE PRODUIT

Adaptateur pour pipettes PASTEUR - Pipettes SOCOREX 835 de 5 ml

Référence : SRX-ADPP835

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Adaptateur pour pipettes PASTEUR sur macropipettes SOCOREX ACURA: 0,5 - 5 ml.

- Cône adaptateur en option permettant l'utilisation de pipettes PASTEUR en complément d'embout.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-micropipettes/2809-adaptateur-pour-pipettes-pasteur-pipette-socorex-835-de-5-ml.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com