


FICHE PRODUIT

Enregistreur de DVD SONY

Référence : SON-DVO-1000MD

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description de l'Enregistreur DVD SONY conforme MDD.

- Utilisateur des disques DVD+RW réinscriptibles comme support d'enregistrement.
- Enregistrement vidéo au format MPEG2 haute qualité (mode HQ / SP / LP disponible).
- Enregistrement audio Dolby AC3 haute qualité.
- Haute fiabilité avec enregistrement complémentaire sur disque dur.
- Recherche rapide des scènes (Titre / Index).
- Traitement de Meta data (données patient / données de calibrage).
- Utilisation de playlist.
- Répétition de lecture
- Commutation 625 / 525.
- Commande à distance via interface. RS6-232C.
- Commande à pédale.
- Interfaces variées (entrée I-Link, USB, S-VIDEO, composite, audio analogique).
- Logiciel de navigation pour Meta data fourni en standard.
- Prise en charge des normes EN60601-1 / EN60601-1-2 / UL2601-1 et CSA C22.2 NO.60601.1.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions: 212 (L) x 122 (H) x 367 (P) mm. * Poids: environ 6,0 kg.
- Consommation: 240V CA, 50 / 60Hz.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/enregistreurs-et-magnetoscopes/2810-enregistreur-de-dvd-sony.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com