

FICHE PRODUIT

Moniteur LCD couleur MDD, Modèle LMD-230W

Référence : SON-LMD-230W

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- **Caractéristiques du moniteur LCD couleur MDD, Modèle LMD-230W.**

Taille de balayage sélectionnable pour les entrées vidéo et format de l'image

Affichage en 07 langues

Conception en deux parties avec regroupement des connecteurs, alimentation et système de traitement vidéo dans une unité distincte (MEU-XW1), offrant une grande flexibilité en terme d'installation du moniteur

Dimensions: 563(L) x 372(H) x 78(P).

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-lcd/2815-moniteur-lcd-couleur-mdd-modele-lmd-230w.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com