


FICHE PRODUIT

Pipettes plastique sterilin 0,2 ml -10,0 ml, stérile, pelable

Référence : STE-P25S1BP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes plastique Sterilin 0,2 ml-10,0 ml, stérile/1, pelable;

- Pour usage général de laboratoire
- Arrêt de sécurité en acétate de cellulose
- Couleur Rouge
- Longueur 348 mm
- En polystyrène cristal
- Graduations:
 - noires, nettes et résistantes,
 - négatives,
 - inversées qui permettent un double système de lecture: volume délivré + volume restant;
- Précision: $\pm 1\%$;
- Arrêt de sécurité: coton cardé;
- Code couleur normalisé sur la pipette;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 4 conditionnements:
 - stérile unitaire / emballage papier pelable,
 - stérile unitaire / sachet polyéthylène,
 - stérile multiple par 25 pièces ou par 50 pièces,
 - non stérile en sachet multiple;
- Version pointe "courte" pour les manipulations sous hotte;
- Nombre de parties: 3;
- Conditionnement: 8 x 25;
- Condition minimum de vente: 200.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-sterilin/2816-pipettes-plastique-sterilin-0-2ml-10-0ml-sterile-1pelable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com